


¡Bienvenido/a! Siga los siguientes pasos para configurar y usar su dispositivo Tyto.


Configuración

Necesitará un teléfono móvil o tableta que tenga acceso a internet con Wi-Fi o un punto o zona con cobertura inalámbrica (hotspot) personal.

- 1 Descargue la aplicación TytoCare de el App Store (iOS) o Google Play (Android) a su teléfono inteligente o tableta.
- 2 Abra la aplicación de TytoCare. Entre en su cuenta con la dirección de su correo electrónico y la contraseña provisional que recibió de TytoCare. Asegúrese de cambiar su contraseña.
- 3 Prenda su dispositivo Tyto oprimiendo el botón en la parte superior del dispositivo. Siga las instrucciones de su dispositivo para sincronizarlo con la aplicación de TytoCare.



Aprenda

- 1 **Complete el tutorial de la academia Tyto**
Siga los tutoriales de Tyto para aprender cómo usar su dispositivo Tyto. Para empezar, pulse el ícono  en la esquina derecha superior de la aplicación de TytoCare.
- 2 TytoCare.


Pruébelo con nuestra ayuda

Nuestro equipo de apoyo se pondrá en contacto con usted aproximadamente una semana antes de su próxima cita virtual. Usted practicará tomando la temperatura y enviando el examen usando el dispositivo Tyto.

Realice el examen

Los exámenes de TytoCare se utilizan para compartir las mediciones con su proveedor en dos situaciones diferentes.

- **Antes de una cita virtual programada**
Realice el examen un día antes de la cita programada.
- **Por preocupaciones sobre su salud no urgentes**
Los exámenes que usted realice y envíe no se revisan continuamente. Para un seguimiento, usted **DEBE** de ponerse en contacto con su clínica.



Únase a la cita

Para unirse a una cita virtual Tyto:

- 1 Inicie sesión en la aplicación de TytoCare y seleccione **See a Clinician Online**. Luego seleccione la clínica.
- 2 Cuando le pida unirse, seleccione **Join** y entre en la cita.